

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Spritzen zur Einmalverwendung

Artikelnummer



### ELS\* 200 ml Spritze, QFT

31 6025-000

Restvolumen: 3,0 ml  
Bei 83 bar nur mit Druckmanschette verwendbar.

### ELS\* 200 ml Spritze

31 6026-000

Bei 83 bar nur mit Druckmanschette verwendbar.

VPE: 50 Stück/Karton – 1.500 Stück/Palette

## Einzelkopf-Schlauchsysteme zur Einmalverwendung

Artikelnummer

**MEDTRON  
EMPFEHLT!**



### HSD 525 Saugschlauch 100

31 5081-100

Innen-Durchmesser: 2,7 mm  
Länge Füllschlauch: 100 cm  
Füllvolumen: Schlauch: 5,7 ml  
Spike: 0,1 ml  
DWH: 0,3 ml

VPE: 50 Stück/Karton



### HSD 527 Saugschlauch mit Ventil

31 5082-000

Innen-Durchmesser: 2,7 mm  
Länge: 100 cm  
Füllvolumen: 5,7 ml Tropfkammer,  
10 ml Schlauch,  
0,2 ml Ventil

VPE: 50 Stück/Karton



### HSD 527 Saugschlauch mit Ventil und inline Tropfkammer

31 5083-000

Innen-Durchmesser: 2,7 mm  
Länge: 104 cm  
Füllvolumen: 6,0 ml Tropfkammer,  
10 ml Schlauch,  
0,2 ml Ventil

VPE: 50 Stück/Karton

für Scanbag®-KM  
Vorratsbeutel

## Doppelkopf-Schlauchsysteme zur Einmalverwendung

Artikelnummer




### Accutron HP-D-Schlauchsystem

31 7183-000

Druckseite	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	16 cm	0,4 ml
NaCl-Seite	16 cm	0,4 ml
Saugseite	Länge	Füllvolumen
KM-Seite, grün	100 cm	15,7 ml inkl. TK
NaCl-Seite, weiß	100 cm	16 ml inkl. TK
2 x Tropfkammer		je 10 ml

VPE: 25 Stück/Karton



### ScanBag® HP-D-Schlauchsystem\*\*

31 7184-000

Druckseite	Länge	Füllvolumen
KM-Seite	16 cm	0,4 ml
NaCl-Seite	16 cm	0,4 ml
Saugseite	Länge	Füllvolumen
KM-Seite, grün	104 cm	15,7 ml inkl. TK
NaCl-Seite, weiß	100 cm	14 ml inkl. TK
2 x Tropfkammer		je 10 ml

VPE: 25 Stück/Karton

## Doppelkopf-Druckschläuche

Artikelnummer



### Accutron HP-D - Y-Verbinder 83 bar mit 2 RV und RA

31 7187-000

Druckseite	Länge	Füllvolumen	ID*
KM-Seite	18 cm	0,5 ml	1,8 mm
NaCl-Seite	18 cm	0,5 ml	1,8 mm
gemeinsame Leitung	200 cm	3,5 ml	1,5 mm

VPE: 25 Stück/Karton

**MEDTRON  
EMPFEHLT!**



### Accutron HP-D - Y-Verbinder 83 bar mit 2 RV und RA - lange Zuleitungen

31 7188-000

Druckseite	Länge	Füllvolumen	ID*
KM-Seite	180 cm	4,6 ml	1,8 mm
NaCl-Seite	180 cm	4,6 ml	1,8 mm
gemeinsame Leitung	15 cm	0,3 ml	1,5 mm

VPE: 25 Stück/Karton

\* Innen-Durchmesser  
\*\* für Scanbag®-KM Vorratsbeutel

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Einzelkopf-Druckschläuche, PU gewebeverstärkt

Artikelnummer

MEDTRON empfiehlt!

HS 224/150  
31 5136-000



Rotierendes  
Luer

### HS 224 RA Patientenschlauch

Innen-Durchmesser: 1,8 mm, Rotating Adapter

Länge: 100 cm, Füllvolumen: 2,5 ml

**31 5100-000**

Länge: 120 cm, Füllvolumen: 3,1 ml

**31 5126-000**

VPE: 50 Stück/Karton

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 3,8 ml

**31 5136-000**

Länge: 180 cm, Füllvolumen: 4,6 ml

**31 5135-000**

VPE: 25 Stück/Karton

### HS 224 Patientenschlauch

Innen-Durchmesser: 1,8 mm

Länge: 120 cm, Füllvolumen: 3,1 ml

**31 5125-000**

VPE: 50 Stück/Karton

Länge: 180 cm, Füllvolumen: 4,6 ml

**31 5134-000**

VPE: 25 Stück/Karton



Festes  
Luer

### HS 224 RA/180 Patientenschlauch mit Ventil

**31 5124-000**

Innen-Durchmesser: 1,8 mm, Rotating Adapter,  
mit Rückschlagventil

Länge: 180 cm

Füllvolumen: 4,6 ml

VPE: 50 Stück/Karton



mit Ventil

## Einzelkopf-Druckschläuche, kristallklar PVC flex

Artikelnummer

MEDTRON empfiehlt!

31 5138-000



Rotierendes  
Luer

### HP RA Patientenschlauch PVC

Innen-Durchmesser: 1,5 mm

Rotating Adapter

Länge: 120 cm, Füllvolumen: 2,1 ml

**31 5130-000**

VPE: 50 Stück/Karton

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,2 ml

**31 5138-000**

VPE: 25 Stück/Karton



Festes Luer

**HP Patientenschlauch PVC**

Innen-Durchmesser: 1,5 mm

Länge: 120 cm, Füllvolumen: 2,1 ml

Länge: 180 cm, Füllvolumen: 3,2 ml

VPE: 50 Stück/Karton

**31 5129-000**

**31 5132-000**



mit Ventil

**HP Patientenschlauch mit Ventil, PVC-flex**

Innen-Durchmesser: 1,5 mm

Rotating Adapter/PVC-flex-Schlauch, mit Rückschlagventil

Länge: 120 cm, Füllvolumen: 2,1 ml

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,7 ml

VPE: 50 Stück/Karton

**31 5137-000**

**31 5121-000**

**Zubehör zum Füllen zur Einmalverwendung**

Artikelnummer



**SP 227 Spike mit Belüftung, Luer Lock**

**31 9095-100**

Füllvolumen: 0,4 ml

VPE: 50 Stück/Karton

200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



**HDW 526 Hochdruck Dreivegehahn**

**31 5087-100**

Füllvolumen: 0,3 ml

VPE: 50 Stück/Karton

200 Stück/Karton

# Materialkenndaten

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Druckleitung	Saugleitung	Tropfkammer
31 5100-000	HS 224/100 RA Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5121-000	HP 150 RA Patientenschlauch mit Ventil, PVC-flex	PVC-Schlauch	X	X
31 5124-000	HS 224/180 RA Patientenschlauch mit Ventil	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5125-000	HS 224/120 Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5126-000	HS 224/120 RA Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5132-000	HP 180 Patientenschlauch	PVC-Schlauch	X	X
31 5134-000	HS 224/180 Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5135-000	HS 224/180 RA Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5136-000	HS 224/150 RA Patientenschlauch	PU gewebeverstärkt	X	X
31 5137-000	HP 120 RA Patientenschlauch mit Ventil, PVC-flex	PVC-Schlauch	X	X
31 5138-000	HP 150 RA Patientenschlauch, PVC-flex	PVC-Schlauch	X	X

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Druckleitung	Saugleitung	Tropfkammer
31 5081-100	HSD 525 Saugschlauch 100	X	PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	X
31 5082-000	HSD 527 Saugschlauch mit Ventil	X	PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	NONDOP
31 7183-000	Accutron HP-D-Schlauchsystem	PU gewebeverstärkt	PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	NONDOP
31 7184-000	ScanBag® HP-D-Schlauchsystem	PU gewebeverstärkt	PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	NONDOP
31 7187-000	Accutron HP-D Y-Verbinder 83 bar	PU gewebeverstärkt PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	X	X
31 7188-000	Accutron HP-D - Y-Verbinder 83 bar - lange Zuleitungen	PU gewebeverstärkt PVC-Schlauch, Weichmacher TOTM	X	X