

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Sets zur Einmalverwendung

Artikelnummer



### MR-Set ELS\* 65 ml

**31 7602-000**

- 2 Stück ELS\* 65 ml Spritze
- 1 Stück MR Schlauchsystem mit Ventilen
- 1 Stück Standardspike
- 1 Stück Minispike

31 6065-000  
31 7103

VPE: 50 Stück/Karton



### MR-Set ELS\* 65 ml / 200 ml

**31 7603-000**

- 1 Stück ELS\* 65 ml Spritze
- 1 Stück ELS\* 200 ml Spritze
- 1 Stück Doppelkopf-Schlauchsystem
- 1 Stück SP 227 Spike mit Belüftung, Luer Lock
- 1 Stück Minispike, grün, Luer Lock

31 6065-000  
31 6025-000  
31 7101-100  
31 9095-100  
31 9099-100

VPE: 20 Stück/Karton - 480 Stück/Palette

65/200 ml-Version



### MR-Kit ELS\* 65 ml

**31 7604-000**

- 1 Stück ELS\* 65 ml Spritze
- 1 Stück MR Schlauchsystem mit 2 Ventilen
- 1 Stück Standardspike

31 6065-000  
31 7104-100  
31 9095-100

VPE: 50 Stück/Karton - 1.200 Stück/Palette

geeignet für  
vorgefüllte Spritzen



nur für Accutron MR,  
200/200 ml-Version

**CT2/MRT Set ELS\***

- 2 Stück ELS\* 200 ml Spritze, QFT
- 1 Stück MRS 222 MR-Schlauchsystem
- 1 Stück ES 224/150 Patientenschlauch

**31 7625-000**

- 31 6025-000
- 31 7100-000
- 31 8151-000

VPE: 20 Stück/Karton – 600 Stück/Palette



nur für Accutron MR,  
200/200 ml-Version

**CT2/MRT Set ELS\* (S)**

- 2 Stück ELS\* 200 ml (S) Spritze
- 1 Stück MR 222 MR-Schlauchsystem
- 1 Stück ES 224/150 Patientenschlauch

**31 7627-000**

- 31 6026-000
- 31 7100-100
- 31 8151-100

VPE: 20 Stück/Karton – 480 Stück/Palette

**Spritzen zur Einmalverwendung**

Artikelnummer



**ELN\* 200 ml Spritze, QFT**

**31 6025-000**

Restvolumen: 3,0 ml

**ELN\* 200 ml (S) Spritze**

**31 6026-000**

Restvolumen: 3,0 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 1.500 Stück/Palette



**ELN\* 65 ml Spritze**

**31 6065-000**

Restvolumen: 1,0 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 2.100 Stück/Palette

\* Easy Loading Syringe

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Schlauchsysteme zur Einmalverwendung

Artikelnummer



mit integriertem Patientenschlauch

### Doppelkopf-Schlauchsystem

31 7101-100

| Druckseite, ID* 2,0 mm | Länge  | Füllvolumen |
|------------------------|--------|-------------|
| KM-Seite               | 6 cm   | 0,2 ml      |
| NaCl-Seite             | 30 cm  | 0,9 ml      |
| Druckseite, ID* 1,5 mm | Länge  | Füllvolumen |
| gemeinsame Leitung     | 180 cm | 3,2 ml      |

VPE: 50 Stück/Karton - 4.000 Stück/Palette



mit integriertem Patientenschlauch

### MR-ELS\*\* Schlauchsystem mit Ventilen

31 7104-000

| Druckseite, ID* 1,5 mm | Länge  | Füllvolumen |
|------------------------|--------|-------------|
| KM-Seite               | 10 cm  | 0,2 ml      |
| NaCl-Seite             | 34 cm  | 0,6 ml      |
| gemeinsame Leitung     | 150 cm | 2,7 ml      |

VPE: 50 Stück/Karton



### MRS 225 MR-Schlauchsystem

31 7125-000

| ID*: 2,0 mm | Länge | Füllvolumen |
|-------------|-------|-------------|
| KM-Seite    | 6 cm  | 0,2 ml      |
| NaCl-Seite  | 32 cm | 1,0 ml      |

VPE: 50 Stück/Karton - 4.000 Stück/Palette

## Schlauchsysteme zur Einmalverwendung mit Füllfunktion

Artikelnummer



geeignet für vorgefüllte Spritzen

### Schlauchsystem mit Saugfunktion und Tropfkammer

31 7083-100

|                           | ID*    | Länge  | Füllvolumen |
|---------------------------|--------|--------|-------------|
| KM-Seite                  | 2,0 mm | 6 cm   | 0,2 ml      |
| NaCl-Seite                | 2,0 mm | 32 cm  | 1,0 ml      |
| Patientenschlauch         | 1,5 mm | 150 cm | 2,7 ml      |
| Saugseite mit Tropfkammer | 2,7 mm | 100 cm | 15,7 ml     |

VPE: 50 Stück/Karton - 2.800 Stück/Palette



zum Einsatz mit Mini-Spike

### MRS 222 MR-Schlauchsystem mit inline Tropfkammer

31 7099-100

| Druckseite, ID* 2,0 mm | Länge  | Füllvolumen |
|------------------------|--------|-------------|
| KM-Seite               | 12 cm  | 0,4 ml      |
| NaCl-Seite             | 36 cm  | 1,1 ml      |
| Saugseite, ID* 2,7 mm  | Länge  | Füllvolumen |
| KM-Seite, grün         | 104 cm | 6,0 ml      |
| NaCl-Seite, weiß       | 100 cm | 5,7 ml      |
| 2 x Tropfkammer        |        | je 10 ml    |

VPE: 50 Stück/Karton - 2.800 Stück/Palette



zum Einsatz mit Mini-Spike

### Doppelkopf-Schlauchsystem mit inline Tropfkammer

31 7109-100

| Druckseite, ID* 2,0 mm         | Länge  | Füllvolumen |
|--------------------------------|--------|-------------|
| KM-Seite                       | 12 cm  | 0,4 ml      |
| NaCl-Seite                     | 36 cm  | 1,1 ml      |
| Patientenschlauch (ID: 1,5 mm) | 150 cm | 2,7 ml      |
| Saugseite, ID* 2,7 mm          | Länge  | Füllvolumen |
| KM-Seite, grün                 | 104 cm | 6,0 ml      |
| NaCl-Seite, weiß               | 100 cm | 5,7 ml      |
| 2 x Tropfkammer                |        | je 10 ml    |

VPE: 50 Stück/Karton - 2.800 Stück/Palette

\* Innen-Durchmesser

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Kurze Patientenschläuche für den intravenösen Zugang

Artikelnummer



### DW 229 Patientenanschluss mit Dreiwegehahn

31 8042-100

Innen-Durchmesser: 1,5 mm  
Länge: 10 cm  
Füllvolumen: 0,2 ml

VPE: 100 Stück/Karton



### Einweghahn mit 30-cm-Verlängerung, Luer Lock

31 8025-100

Innen-Durchmesser: 2,0 mm  
Länge: 32 cm  
Füllvolumen: 0,9 ml

VPE: 100 Stück/Karton - 5.600 Stück/Palette

## Patientenschläuche mit einem Ventil

Artikelnummer



### ES 224/25 Patientenschlauch mit Ventil **31 8020-100**

Innen-Durchmesser: 1,5 mm  
Länge: 25 cm  
Füllvolumen: 0,4 ml

VPE: 100 Stück/Karton – 8.000 Stück/Palette

MEDTRON empfiehlt!

**31 8152-100**



### Patientenschlauch mit Ventil

Innen-Durchmesser 1,5 mm

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,7 ml  
Länge: 200 cm, Füllvolumen: 3,5 ml  
Länge: 250 cm, Füllvolumen: 4,4 ml  
Länge: 300 cm, Füllvolumen: 5,3 ml

**31 8152-100**

**31 8198-100**

**31 8251-100**

**31 8301-100**

VPE: 200 Stück/Karton – 11.200 Stück/Palette



### Spiralschlauch mit Ventil

Innen-Durchmesser: 1,65 mm

Länge: 150 cm, Füllvolumen: 3,2 ml  
Länge: 180 cm, Füllvolumen: 3,7 ml

**31 8214-000**

**31 8181-000**

VPE: 50 Stück/Karton – 5.850 Stück/Palette



### Spiralschlauch mit Ventil

**31 8253-000**

Innen-Durchmesser: 1,5 mm  
Länge: 250 cm  
Füllvolumen: 4,4 ml

VPE: 50 Stück/Karton – 5.850 Stück/Palette

# VERBRAUCHSMATERIAL

## Patientenschläuche mit zwei Ventilen

Artikelnummer



### Patientenschlauch 150 cm mit endständigen Ventilen

31 8026-100

Innen-Durchmesser: 1,5 mm  
Länge: 150 cm  
Füllvolumen: 2,7 ml

VPE: 200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



### Spiralschlauch mit 2 Ventilen

31 8217-000

Innen-Durchmesser 1,5 mm  
Länge: 150 cm  
Füllvolumen: 2,7 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 5.850 Stück/Palette

## Patientenschläuche ohne Ventil

Artikelnummer



### ES 224 Patientenschlauch

Innen-Durchmesser: 1,5 mm

ES 224/80 Länge: 80 cm, Füllvolumen: 1,4 ml

31 8081-100

ES 224/100 Länge: 100 cm, Füllvolumen: 1,8 ml

31 8101-100

ES 224/150 Länge: 150 cm, Füllvolumen: 2,7 ml

31 8151-100

ES 224/200 Länge: 200 cm, Füllvolumen: 3,5 ml

31 8199-100

VPE: 200 Stück/Karton - 11.200 Stück/Palette



### Spiralschlauch 150 cm

31 8213-000

Innen-Durchmesser: 1,6 mm  
Länge: 150 cm  
Füllvolumen: 3,1 ml

VPE: 50 Stück/Karton - 5.850 Stück/Palette



für Flaschen von  
50 bis 500 ml

**SP 227 Spike mit Belüftung, Luer Lock**

**31 9095-100**

Füllvolumen: 0,4 ml

VPE: 50 Stück/Karton  
200 Stück/Karton – 11.200 Stück/Palette



für Flaschen von  
10 bis 60 ml

**Minispike, grün, Luer Lock**

**31 9099-100**

Füllvolumen: 0,2 ml

VPE: 50 Stück/Karton  
200 Stück/Karton – 11.200 Stück/Palette



**DW 226 Dreiwegehahn**

**31 9085-100**

Füllvolumen: 0,1 ml

VPE: 50 Stück/Karton  
200 Stück/Karton – 11.200 Stück/Palette